

Pera com Válvula – P.A. MED



Garrote descartável indicado para punção venosa, realização de exames, transfusão de sangue e interrupção de hemorragia.

Vantagens e Benefícios:

- Proporciona ajuste perfeito, evitando torniquetes tradicionais em elástico;
- Melhora a dinâmica e procedimento de trabalho;
- Proporciona melhor conforto ao paciente e facilidade aplicação do profissional de saúde;
- Conta com 25 tiras descartáveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

GARROTE DESCARTÁVEL

Dimensões: 25mm x 450mm x 0,6mm

Contém 1 rolo: 25 Tiras picotada de 45cm cada (Total 11,25 metros)

Composição Material: TPE - Borracha Termoplástica



CBEMED

www.cbemed.com.br

Contém Talco:

Não

Livre de Látex:

Sim

Tipo de aplicação:

Uso único e individual (descartável) / Flebotomia

Garantia:

1 ano contra defeitos de fabricação

Cadastro na ANVISA:

81535970005

Código de Barras:

7898523733917