

Ap. Pressão Aneróide Durashock FlexiPort Adulto – Hillrom Welch Allyn



Esfigmomanômetro aneróide com design sem engrenagens e mais resistente contra impactos devido a tecnologia Durashock. Mantém a calibração por mais tempo garantindo leituras mais precisas.

Vantagens e Benefícios:

- Braçadeira com conexão FlexiPort confeccionada em 100% nylon de alta resistência e durabilidade de fácil limpeza;
- Conexão compatível a 8 tamanhos de braçadeiras;
- Tecnologia que suporta queda de até 76cm;
- Acompanha braçadeira FlexiPort adulto padrão Hillrom Welch Allyn.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho da braçadeira padrão:	25 a 34 cm
Fabricante:	Hillrom - Welch Allyn
Garantia do Manômetro:	5 anos de calibração do manômetro



CBEMED

www.cbemed.com.br

Garantia da Braçadeira:

3 anos contra defeitos de fabricação

Aprovação: Portaria INMETRO:

Nº 183 / 2003 e 028 / 2014.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80011689013

Código de Barras:

732094215779