

## **Ap. Pressão Art. Adulto BRIM Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial Brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de contato que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO.

### **VANTAGENS E BENEFÍCIOS:**

- Braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão, flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato.
- Manguito e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg;
- Válvula em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Cinza
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52,8 x 14 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm
<b>Tamanho Manguito:</b>	12 x 22 cm
<b>Fabricante:</b>	BIC - (Linha Tradizionale)
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 322 de 11/09/09.
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449001.



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Código de Barras:**

7898523733337