

Ap. Pressão Art. Adulto BRIM Metal Cinza – BIC



Aparelho de pressão arterial Brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de metal que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO, 100% com selo de verificação inicial, acompanha bolsa exclusiva.

COMPOSIÇÃO:

- **Braçadeira:** Confeccionada em tecido brim 100% algodão, flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de metal.
- **Manguito:** Fabricado em PVC, duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade.
- **Manômetro:** Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no produto em forma de lacre e certificado individual que acompanha o produto.
- **Pera Insufladora:** Fabricado em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.
- **Válvula:** Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.
- **Embalagem:** Individual, acompanha bolsa em courvin exclusiva, acondicionado em caixa de papelão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52 x 14 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 a 36 cm
Tamanho Manguito:	12 x 22 cm
Fabricante:	BIC - (Linha Tradizionale)
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09.
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001.