

Ap. Pressão Art. Adulto G BRIM Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de pressão arterial adulto G Brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de contato que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio.

Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO, 100% com selo de verificação inicial, acompanha bolsa exclusiva.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Braçadeira Confeccionada em tecido brim 100% algodão, flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato;
- Manguito e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg;
- Válvula metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho:	Adulto G
Medida da Braçadeira:	70 x 18 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	34 a 52 cm
Tamanho Manguito:	16 x 34,5 cm
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09.
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001.
Esfigmomanômetro:	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
Código de Barras:	7898523733689



CBEMED

www.cbemed.com.br