


**Ap. Pressão Adulto G Nylon Fecho de Contato Rodízio - BIC
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão adulto G adaptável à mesa, parede ou levado para qualquer tipo de ambiente. Modelo rodízio com manômetro aneróide e braçadeira confeccionada em 100% nylon com sistema de fecho de contato.

Vantagens e Benefícios:

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira;
- Manguito em PVC com duas saídas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul
Tamanho:	Adulto G
Modelo da Braçadeira:	Innova Azul
Medida da Braçadeira:	70 x 18 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	34 a 52 cm
Tamanho Manguito:	16 x 34,5 cm
Tamanho Rodízio:	0,90 m e máxima 1,50 m
Alongamento Máximo Tubo Espiral:	1,75 cm
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO
Esfigmomanômetro:	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens



CBEMED

www.cbemed.com.br

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:

Nº 328 de 14/09/09 e Nº 322 de
11/09/09

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449001

Código de Barras:

7898523735621