

## Ap. Pressão Art. Adulto G Nylon Fecho de contato Azul – BIC



Aparelho de pressão arterial adulto G de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO, 100% com selo de verificação inicial, acompanha bolsa exclusiva.

### COMPOSIÇÃO:

- **Braçadeira:** Confeccionada em tecido nylon, flexível e antialérgico na cor azul.
- **Manguito:** Fabricado em PVC, duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade.
- **Manômetro:** Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no produto em forma de lacre e certificado individual que acompanha o produto.
- **Pera Insufladora:** Fabricado em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.
- **Válvula:** Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.
- **Embalagem:** Individual, acompanha bolsa em courvin exclusiva, acondicionado em caixa de papelão.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Cor:** Azul

**Tamanho:** Adulto G

**Medida da Braçadeira:** 70,0 x 18,0 cm

**Abrangência Circunferência do Braço:** 34 a 52 cm

**Tamanho Manguito:** 16,0 x 34,5 cm

**Fabricante:** BIC - (Linha Tradizionale)

**Garantia:** 3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09.

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449001.