

**Ap. Pressão Art. R. Nascido Nylon Fecho de Contato Cinza – BIC  
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial recém-nascido de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio.

Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO, 100% com selo de verificação inicial, acompanha bolsa exclusiva.

**COMPOSIÇÃO:**

- Braçadeira Confeccionada em nylon, flexível e antialérgico;
- Manguito e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg;
- Válvula metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Cinza
<b>Tamanho:</b>	Recém-Nascido
<b>Medida da Braçadeira:</b>	20,0 x 6,5 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	6 a 15 cm
<b>Tamanho Manguito:</b>	5,0 x 9,0 cm
<b>Fabricante:</b>	BIC DIAGNÓSTICO - (Linha Tradizionale)
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 322 de 11/09/09.
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449001.
<b>Código de Barras:</b>	7898523733672



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)