

Ap. Pressão Art. Infantil Nylon Fecho de Contato Cinza – BIC



Aparelho de pressão arterial infantil de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO, 100% com selo de verificação inicial, acompanha bolsa exclusiva.

COMPOSIÇÃO:

- **Braçadeira:** Confeccionada em tecido nylon resinado, flexível e antialérgico na cor cinza.
- **Manguito:** Fabricado em PVC, duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade.
- **Manômetro:** Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no produto em forma de lacre e certificado individual que acompanha o produto.
- **Pera Insufladora:** Fabricado em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.
- **Válvula:** Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.
- **Embalagem:** Individual, acompanha bolsa em courvin exclusiva, acondicionado em caixa de papelão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
-------------	-------

Tamanho:	Infantil
-----------------	----------

Medida da Braçadeira:	9,5 x 28,0 cm
------------------------------	---------------

Abrangência do Braço:	Circunferência do 10 a 23 cm
------------------------------	------------------------------

Tamanho Manguito:	8,0 cm x 15,0 cm
--------------------------	------------------

Fabricante:	BIC - (Linha Tradizionale)
--------------------	----------------------------

Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano
------------------	---

Aprovação: INMETRO/DIMEL:	Portaria Nº 322 de 11/09/09.
----------------------------------	------------------------------

Registro ANVISA:	Ministério da Saúde / 80540449001.
-------------------------	------------------------------------