

## Ap. pressão Art. R. Nascido BRIM Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de pressão arterial recém-nascido com sistema fecho de contato confeccionado em tecido Brim de alta durabilidade e qualidade. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Braçadeira confeccionada em tecido Brim 100% algodão, flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato;
- Manguito e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg;
- Válvula em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Cinza
<b>Tamanho:</b>	Recém-nascido
<b>Medida da Braçadeira:</b>	6,5 x 20,0 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	6 a 15 cm
<b>Tamanho Manguito:</b>	5,0 x 9,0 cm
<b>Fabricante:</b>	BIC DIAGNÓSTICO
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 322 de 11/09/09.
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449001.



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Código de Barras:**

7898523733696