

## Estetoscópio Adulto e Pediátrico Inox Duplo – BIC



Estetoscópio Duplo Adulto e Pediátrico, em Aço Inox, de alta sensibilidade. Possui auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa, olivas macias e anatômicas em silicone que proporcionam melhor vedação acústica e conforto.

### COMPOSIÇÃO:

- **Auscultador:** Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico;
- **Anéis:** Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente;
- **Olivas:** Em silicone, macias e anatômicas;
- **Tubo:** Em forma de Y em PVC;
- **Acessórios:** Acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes;
- **Embalagem:** Individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Total Black, Branco Gold, Rosa Chiclete, Vinho, Rosa, Preto, Marrom, Açaí
<b>Tamanho:</b>	Adulto/ Pediátrico
<b>Comprimento total:</b>	76 cm
<b>Peso:</b>	+/- 0,170 g
<b>Acessórios:</b>	Acompanha par de olivas e duas membranas sobressalentes
<b>Acompanha Manual de Instruções:</b>	Sim
<b>Fabricante:</b>	BIC - (Linha Eternity)
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449002.