

## Estetoscópio Adulto e Pediátrico Inox Duplo – BIC DIAGNÓSTICO



Estetoscópio Duplo Adulto e Pediátrico, em Aço Inox, de alta sensibilidade. Possui auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa.

### **VANTAGENS E BENEFÍCIOS:**

- Auscultador aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico;
- Anéis anti-frio para evitar o toque e sensação de frio para o paciente;
- Olivas em silicone, macias e anatômicas;
- Tubo em Y de PVC;
- Acompanha acessórios sobressalentes.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Total Black, Branco, Rosa, Vinho, Preto, Chocolate
<b>Tamanho:</b>	Adulto/ Pediátrico
<b>Comprimento total:</b>	76 cm
<b>Peso:</b>	+/- 0,170 g
<b>Acessórios:</b>	Acompanha par de olivas e duas membranas sobressalentes
<b>Acompanha Manual de Instruções:</b>	Sim
<b>Fabricante:</b>	BIC DIAGNÓSTICO - Linha Eternity
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449002.
<b>Código de Barras:</b>	ES1504: 7898523732965 / ES1505: 7898523732972 / ES1506: 7898523732989 / ES1507: 7898523734433 / ES1508: 7898523734440 / ES1511: 7898523735010 / ES1523: 7898523737229 / ES1524: 7898523737557