

Estetoscópio Adulto e Pediátrico Inox Duplo – BIC DIAGNÓSTICO



Estetoscópio Duplo Adulto e Pediátrico, em Aço Inox, de alta sensibilidade. Possui auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Auscultador aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico;
- Anéis anti-frio para evitar o toque e sensação de frio para o paciente;
- Olivas em silicone, macias e anatômicas;
- Tubo em Y de PVC;
- Acompanha acessórios sobressalentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Preto, Chocolate, Rosa, Total Black, Vinho, Branco Rainbow, Preto Rainbow, Azul Marinho, Cinza
Tamanho:	Adulto/ Pediátrico
Comprimento total:	76 cm
Peso:	+/- 0,170 g
Acessórios:	Acompanha par de olivas e duas membranas sobressalentes
Acompanha Manual de Instruções:	Sim
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO - Linha Eternity
Garantia:	5 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002.
Código de Barras:	ES1504: 7898523732965 / ES1505: 7898523732972 / ES1506: 7898523732989 / ES1507: 7898523734433 / ES1508: 7898523734440 / ES1511: 7898523735010 / ES1523: 7898523737229 / ES1524: 7898523737557 / ES1525: 7898523737564 / ES1526: 7898523737571