

Estetoscópio Adulto e Pediátrico Inox Duplo – BIC DIAGNÓSTICO



Estetoscópio Duplo Adulto e Pediátrico, em Aço Inox, de alta sensibilidade. Possui auscultador para medição de alta e baixa frequência, com ótima performance, design avançado para ausculta mais precisa.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Auscultador aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico;
- Anéis anti-frio para evitar o toque e sensação de frio para o paciente;
- Olivas em silicone, macias e anatômicas;
- Tubo em Y de PVC;
- Acompanha acessórios sobressalentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor: Preto Rainbow, Chocolate, Rosa Rainbow, Total Black, Vinho, Branco Rainbow, Preto Rainbow, Azul Marinho, Cinza, Malbec Grafite, Cinza Grafite

Tamanho: Adulto/ Pediátrico

Comprimento total: 76 cm

Peso: +/- 0,170 g

Acessórios: Acompanha par de olivas e duas membranas sobressalentes

Acompanha Manual de Instruções: Sim

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha Eternity

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449002.

Código de Barras: ES1504: 7898523732965 / ES1505: 7898523732972 / ES1506: 7898523732989 / ES1507: 7898523734433 / ES1508: 7898523734440 / ES1511: 7898523735010 / ES1523: 7898523737229 / ES1524: 7898523737557 / ES1525: 7898523737564 / ES1526: 7898523737571 / ES1527: 7898523739889 / ES1528: 7898523739896