

## Estetoscópio Pediátrico Inox Master Duplo – BIC DIAGNÓSTICO



Estetoscópio Master Duplo Pediátrico em Aço Inox de alta sensibilidade. possui auscultador duplo para ausculta cardíaca e pulmonar de alta e baixa frequência, com ótima performance acústica. Design avançado para ausculta mais precisa e tubo em Y com isolamento especial para melhor auscultação,.

### **VANTAGENS E BENEFÍCIOS:**

- Auscultador em aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção;
- Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio para o paciente;
- Ângulo biauricular em armação metálica de inox resistente e de alta durabilidade com ajuste automático através de mola de aço.
- Olivas em silicone, macias e anatômicas com roscas em metal para facilitar a troca;
- Tubo em Y de PVC com mola em aço inox integrada;
- Acompanha acessórios sobressalentes.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Preto com aço escovado
<b>Tamanho:</b>	Pediátrico
<b>Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar</b>	3,8 cm / 3,0 cm
<b>Tamanho Tubo:</b>	65 cm
<b>Peso:</b>	0,390 g
<b>Acompanha Manual de Instruções:</b>	Sim
<b>Fabricante:</b>	BIC DIAGNÓSTICO - Linha Eternity
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449002
<b>Código de Barras:</b>	7898523727183