

## Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Metal – BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de metal que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio.

O produto oferece melhor diagnóstico e é testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Braçadeira confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção com sistema de fecho de metal;
- Manguito, tubos e pêra fabricados em PVC;
- Válvula precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Azul Marinho, Preto, Cinza, Rosa, Verde, Vermelho, Vinho
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52 x 14 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm
<b>Tamanho Manguito:</b>	12 x 22 cm
<b>Fabricante:</b>	BIC - (Linha Innova)
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 322 de 11/09/09.
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449001.
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Código de Barras:**

AP0229: 7898523733511 / AP0230:  
7898523733528 / AP0233: 7898523733658 /  
AP0235: 7898523733566 / AP0236:  
7898523733504