

## Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Metal – BIC



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de metal que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC, acompanha bolsa exclusiva.

### COMPOSIÇÃO:

- **Braçadeira:** Confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção com sistema de fecho de metal;
- **Manguito e tubos:** Fabricados em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED;
- **Manômetro:** Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- **Pera Insufladora:** Fabricada em PVC, com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado;
- **Válvula:** Precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar;
- **Embalagem:** Individual, acompanha bolsa em couro sintético exclusiva, acondicionado em caixa de papelão.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Cor:** Azul Marimho, Preto, Cinza, Rosa, Verde, Vermelho, Vinho

**Tamanho:** Adulto

**Medida da Braçadeira:** 52 x 14 cm

**Abrangência Circunferência do Braço:** 18 a 36 cm

**Tamanho Manguito:** 12 x 22 cm

**Fabricante:** BIC - (Linha Innova)

**Garantia:** 3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira: 1 ano

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09.

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449001.