


Braçadeira Adulto BRIM Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão arterial brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- BRIM 100% algodão, utilizando fecho de contato;
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52,8 x 14 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 a 36 cm



CBEMED

www.cbemed.com.br

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO

Garantia:

1 ano contra defeitos de
fabricação

Código de Barras:

7898523720702