

Braçadeira Adulto G Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão de alta precisão produzida em nylon antialérgico e com sistema de fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Nylon flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul
Tamanho:	Adulto G
Medida da Braçadeira:	70,0 x 18,0 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	34 a 52 cm



CBEMED

www.cbemed.com.br

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO

Garantia:

1 ano contra defeitos de fabricação

Código de Barras:

7898523727787