

Braçadeira Adulto Nylon Fecho de Contato – BIC



Braçadeira para aparelho de pressão de alta precisão produzida em nylon antialérgico e com sistema de fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Nylon flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato;
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul Marinho, Cinza, Rosa, Verde, Vermelho, Vinho, Preto
-------------	--

Tamanho:	Adulto
-----------------	--------

Medida da Braçadeira:	52 x 14 cm
------------------------------	------------

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Código de Barras: BR1602Q – 7898523721310 / BR1603Q –
7898523721327 / BR1605Q –
7898523721341 / BR1607Q –
7898523721365 / BR1608Q –
7898523721372 / BR1609Q -
7898523721389