

## Braçadeira Adulto Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão de alta precisão produzida em nylon antialérgico e com sistema de fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

### Vantagens e Benefícios:

- Nylon flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>Cor:</b>	Azul Marinho, Cinza, Rosa, Verde, Vermelho, Vinho, Preto
-------------	--

<b>Tamanho:</b>	Adulto
-----------------	--------

<b>Medida da Braçadeira:</b>	52 x 14 cm
------------------------------	------------



# CBEMED

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

---

**Abrangência Circunferência do Braço:**

18 a 36 cm

**Fabricante:**

BIC DIAGNÓSTICO

**Garantia:**

1 ano contra defeitos de fabricação

---

**Código de Barras:**

BR0301Q – 7898523720795 / BR0302Q –  
7898523720801 / BR0307Q –  
7898523720856 / BR0308Q -  
7898523720863