

## Braçadeira Adulto Nylon Metal – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão de alta precisão produzida em nylon antialérgico e com sistema de fecho de metal. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

### Vantagens e Benefícios:

- Nylon flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de metal;
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Cor:**

Azul Marinho, Cinza, Rosa, Verde,  
Vermelho, Vinho, Preto

**Tamanho:**

Adulto

|   |  |
|---|--|
| <b>Medida da Braçadeira:</b>                | 52 x 14 cm   |
| <b>Abrangência Circunferência do Braço:</b> | 18 a 36 cm   |
| <b>Tamanho Manguito:</b>                    | 12 x 22 cm   |
| <b>Fabricante:</b>                          | BIC DIAGNÓSTICO  |
| <b>Garantia:</b>                            | 1 ano contra defeitos de fabricação  |
| <b>Código de Barras:</b>                    | BR1502Q – 7898523721228 / BR1503Q –<br>7898523721235 / BR1505Q –<br>7898523721259 / BR1507Q –<br>7898523721273 / BR1508Q –<br>7898523721280 / BR1509Q -<br>7898523721297 |