

## Braçadeira Adulto Nylon Metal – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão de alta precisão produzida em nylon antialérgico e com sistema de fecho de metal. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

### Vantagens e Benefícios:

- Nylon flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de metal;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>Cor:</b>	Azul Marinho, Cinza, Vinho, Preto
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52 x 14 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm

**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Fabricante:**

BIC DIGNÓSTICO

**Garantia:**

1 ano contra defeitos de fabricação

**Código de Barras:**

BR0201Q – 7898523720719 / BR0202Q –  
7898523720726 / BR0206Q –  
7898523720764 / BR0207Q –  
7898523720771 / BR0208Q -  
7898523720788