

Braçadeira Infantil BRIM Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão arterial produzida em BRIM 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- BRIM 100% algodão, utilizando fecho de contato;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho:	Infantil
Medida da Braçadeira:	9,5 x 28,0 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	10 a 23 cm



CBEMED

www.cbemed.com.br

Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
Código de Barras:	7898523721211