

Braçadeira Infantil BRIM Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão arterial produzida em BRIM 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- BRIM 100% algodão, utilizando fecho de contato;
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho:	Infantil
Medida da Braçadeira:	9,5 x 28,0 cm

**CBEMED**www.cbemed.com.br**Abrangência Circunferência do Braço:**

10 a 23 cm

Tamanho Manguito:

8,0 cm x 15,0 cm

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO

Garantia:1 ano contra defeitos de
fabricação**Código de Barras:**

7898523721662