

Braçadeira Infantil Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão de alta precisão produzida em nylon antialérgico e com sistema de fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Nylon flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato;
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho:	Infantil
Medida da Braçadeira:	9,5 x 28,0 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	10 a 23 cm



CBEMED

www.cbemed.com.br

Tamanho Manguito:

8,0 cm x 15,0 cm

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO

Garantia:

1 ano contra defeitos de
fabricação

Código de Barras:

7898523721679