

Braçadeira Recém-Nascido BRIM Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão arterial produzida em BRIM 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- BRIM 100% algodão, utilizando fecho de contato;
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho:	Recém-Nascido
Medida da Braçadeira:	20,0 x 6,5 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	6 a 15 cm



CBEMED

www.cbemed.com.br

Tamanho Manguito:	8,0 cm x 15,0 cm
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
Código de Barras:	7898523721686