

Braçadeira Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão de alta precisão produzida em nylon antialérgico e com sistema de fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Nylon flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato.
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Cor: | Cinza |
| Tamanho: | Recém-Nascido |
| Medida da Braçadeira: | 20,0 x 6,5 cm |



CBEMED

www.cbemed.com.br

Abrangência Circunferência do Braço:

6 a 15 cm

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO

Garantia:

1 ano contra defeitos
de fabricação

Código de Barras:

7898523727114