

Braçadeira Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato Cinza – BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira para aparelho de pressão de alta precisão produzida em nylon antialérgico e com sistema de fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Nylon flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato.
- Manguito em PVC de duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade;
- Pode ser utilizada por mais de 10 mil ciclos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Cinza

Tamanho:

Recém-nascido

**CBEMED**www.cbemed.com.br

Medida da Braçadeira:	20,0 x 6,5 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	6 a 15 cm
Tamanho Manguito:	8,0 cm x 15,0 cm
Marca:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	1 ano contra defeito de fabricação
Código de Barras:	7898523721693