

Manguito Recém-Nascido para Aparelho de Pressão - BIC DIAGNÓSTICO



Manguito para aparelho de pressão fabricado em PVC resistente e de alta durabilidade. Produto exclusivo para uso em esfigmomanômetros aneróide tamanho recém-nascido com duas vidas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza
Tamanho:	Recém-nascido
Tamanho Manguito:	5,0 x 9,0 cm
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	6 meses contra defeitos de fabricação



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras:

7898523727596