

## Válvula Standard – BIC DIAGNÓSTICO



Válvula standard de deflação para uso exclusivo de esfigmomanômetro aneróide. Produzida em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

#### Válvula Standard – BIC DIAGNÓSTICO

**Marca:** BIC DIAGNÓSTICO

**Material:** Metal Cromado

**Tamanho do Produto:** 40mm x 25mm

**Garantia:** 1 ano contra defeitos de fabricação

**Registro ANVISA:** 80540449001

**Código de Barras/EAN:** 7898523723840