

Manômetro Aneróide para Esfigmomanômetro – BIC DIAGNÓSTICO



Manômetro utilizado para o equipamento de aferição de pressão arterial, com caixa injetada em liga de Zinco/Alumínio e pintura de alta resistência, mostrador plano e adaptável em qualquer aparelho de pressão arterial aneróide ou coluna de mercúrio. Produto 100% aferido e com selo inicial do INMETRO.

Vantagens e Benefícios:

- Possui certificado individual do INMETRO;
- Manômetro com alta tecnologia e sistema de funcionamento por engrenagens;
- Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MANOMETRO

Tipo Manômetro: Aneróide

Escala de Graduação: 0 - 300 mmHg

Divisão de Escala: 2 mmHg

Material Caixa Manômetro:	Metal em liga de Zinco/Alumínio de alta resistência.
----------------------------------	--

Encaixe:	Presilha em metal
-----------------	-------------------

Acabamento Volta do Visor:	Anel emborrachado
-----------------------------------	-------------------

Cor Manômetro:	Preto
-----------------------	-------

Cor Fundo do Visor:	Preto
----------------------------	-------

Cor Ponteiro / Escalas:	Branco
--------------------------------	--------

Visor:	Acrílico
---------------	----------

Peso:	125gr
--------------	-------

Garantia:	5 Anos contra defeito de fabricação
------------------	-------------------------------------

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:	N° 322 de 11/09/2009
--	----------------------

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001
---	-------------

Código de Barras:	7898523723659
--------------------------	---------------