

Pêra com Válvula – BIC DIAGNÓSTICO



Pera insufladora para uso exclusivo de esfigmomanômetro aneróide, com válvula de 98mm.

Vantagens e Benefícios:

- Fabricada em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal e esfera de aço inox de alta durabilidade.
- Válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PÊRA COM VÁLVULA

Marca: BIC DIAGNÓSTICO

Tamanho: 130x43mm



CBEMED

www.cbemed.com.br

Material: PVC e Latão Cromado

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde/ANVISA: 80540449001

Código de Barras: IA2411Q: 7898523724007 / IA2412Q: 7898523724014 / IA2413Q:
7898523724021 / IA2414Q: 7898523724038 / IA2415Q:
7898523724045 / IA2416Q: 7898523724052 / IA2417Q:
7898523724069