

**Oxímetro de Pulso Portátil Adulto (Tipo Dedo) YK-80A – BIC
DIAGNÓSTICO**



Oxímetro de detecção da saturação de oxigênio (SpO2%) e frequência cardíaca (BPM), leve, compacto e de fácil operação.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Medição rápida;
- Indicador de carga das pilhas;
- Função de desligamento automático (após 8 segundos sem uso);
- Baixo consumo de energia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo:	YK-80A
Cor:	Cinza, Rosa e Verde
Tipo:	Dedo
Uso:	Adulto
Display:	LED
Saturação Arterial De Oxigênio SPO2% Faixa de Medição:	70% - 99% / Resolução: $\pm 1\%$ / Precisão: $\pm 2\%$ (80% ~ 99%)
Frequência Cardíaca BPM Faixa de Medição:	30 - 240 bpm / Resolução: $\pm 1\%$ / Precisão: ± 1 bpm ou $\pm 1\%$
Alimentação:	2 Pilhas Alcalinas Pequenas AAA - 1.5V
Consumo de energia:	30mAh
Dimensão:	58mm x 36mm x 33mm
Marca:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	1 ano contra defeito de fabricação
Aprovação: Portaria INMETRO:	Nº 384 de 18 de Dezembro de 2020

**CBEMED**

www.cbemed.com.br

**Registro Ministério da Saúde /
ANVISA:**

80540440004

Contém na Embalagem:

1 Oxímetro Portátil Mod. YK-80A / 1 Cordão / 1 Manual
Instrução em Português / Duas Testes Pilhas AAA - 1.5V

Recomendação:

Produto recomendado para verificações periódicas
(spot check) conforme orientações médicas. Não
recomendado para monitoramento contínuo.

Código de Barras:

Rosa: 78985234732064 / Cinza: 7898523732057 /
Verde: 7898523732071