

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon, Argola e Fecho de Contato +
Estetoscópio Adulto Duplo – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de Pressão Adulto Nylon Com Fecho de Contato e Argola – Ômega

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato com argola, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Braçadeira confeccionada em nylon, pêra e manguito em PVC. Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg.

Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Adulto Duplo – Efficace

Estetoscópio duplo é um aparelho indicado para verificação de sinais vitais, auxilia na aferição de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar a ausculta de alta e baixa frequência, seu auscultador duplo permite ser usado em dupla função.

Detalhes:

- Auscultador duplo que permite auscultação de sons em alta e baixa frequência;

- Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente;
- Hastes leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho;
- Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo;
- Acabamento em liga de alumínio anodizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor:

Preto

Tamanho:

Adulto

Medida da Braçadeira:

52,8 x 14 cm

Abrangência Circunferência do Braço:

18 a 36 cm

Tamanho Manguito:

12 x 22 cm

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO - Linha Ômega

Garantia:

5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:

Nº 322 de 11/09/19 e Nº 0029 de 01/02/12.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449001.

Esfigmomanômetro:

Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Preto

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:

4,8 cm / 3,8 cm

Tamanho Tubo:

65 cm

Peso:

0,390 kg

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace

Garantia:

5 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449003.

Código de Barras do Conjunto:

7898523733269