

Estetoscópio Adulto Inox Master Duplo – BIC DIAGNÓSTICO



Estetoscópio Master Duplo Adulto em Aço Inox de alta sensibilidade com auscultador duplo para ausculta cardíaca e pulmonar de alta e baixa frequência. Ótima performance acústica e design avançado.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Auscultador em aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, excelente auscultação cardíaca e pulmonar;
- Anel anti-frio evitar o toque e sensação de frio para o paciente;
- Ângulo biauricular em armação metálica de inox resistente e de alta durabilidade com ajuste automático através de mola de aço.
- Olivas em silicone, macias e anatômicas com roscas em metal para facilitar a troca;
- Tubo Y em PVC com mola em aço inox integrada;
- Acompanha acessórios sobressalentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Preto com aço escovado
Tamanho:	Adulto
Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar	4,8 cm / 3,8 cm
Tamanho Tubo:	65 cm
Peso:	0,390 g
Acompanha Manual de Instruções:	Sim
Fabricante:	BIC - (Linha Eternity)
Garantia:	5 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002
Código de Barras:	7898523727190