

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Brim com Fecho de Contato + Estetoscópio  
Adulto Standard – BIC DIAGNÓSTICO**



**Aparelho de Pressão Arterial Adulto Brim com Fecho de Contato - Tradizionale**

Aparelho de pressão arterial adulto Brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de contato que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio.

Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO, 100% com selo de verificação inicial.

Acompanha bolsa exclusiva.

**Estetoscópio Adulto Standard - Efficace**

Estetoscópio standard (simples) com ângulo de alumínio utilizado realizar a ausculta cardíaca. Excelente sensibilidade e facilidade de

desinfecção.

**Detalhes:**

- Auscultador em liga de alumínio anodizado realiza auscultação precisa de sons de baixa e alta frequência cardíaca;
- Anel em PVC para melhor travamento da membrana;
- Ângulo em mola em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os ouvidos;
- Olivas macias e anatômicas em silicone atóxico;
- Tubo em Y fabricado em PVC.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**APARELHO DE PRESSÃO**

**Cor:** Cinza

**Tamanho:** Adulto

**Medida da Braçadeira:** 52,8 x 14 cm

**Abrangência Circunferência do Braço:** 18 a 36 cm

**Tamanho Manguito:** 12 x 22 cm

**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO - Linha Tradizionale

**Garantia:** 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/19.

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449001.

**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

–

–

#### **ESTETOSCÓPIO**

**Cor:** Preto

**Tamanho:** Adulto

**Diâmetro Auscultador Cardiológico** 4,8 cm

**Tamanho Tubo:** 65 cm

**Peso:** 0,390 kg

**Acompanha Manual de Instruções:** Sim

**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

---

**Garantia:** 3 anos contra defeitos de fabricação

---

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449003.

---

**Código de Barras do Conjunto:** 7898523733009

---