

Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Brim com Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Standard – BIC



Esfigmomanômetro com Braçadeira em Brim com Fecho de Contato + Estetoscópio Standard Black.

Aparelho de Pressão Adulto Brim com Fecho de Contato – BIC (Linha Tradizionale)

Aparelho de pressão arterial brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de contato que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO, 100% com selo de verificação inicial, acompanha bolsa exclusiva.

COMPOSIÇÃO:

- **Braçadeira:** Confeccionada em tecido brim 100% algodão, flexível e antialérgico na cor cinza, utilizando fecho de contato.
- **Manguito:** Fabricado em PVC, duas saídas sem emendas de alta durabilidade.
- **Manômetro:** Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no produto em forma de lacre e certificado individual que acompanha o produto.

- **Pera Insufladora:** Fabricado em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.
- **Válvula:** Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.
- **Embalagem:** Individual, acompanha bolsa em courvin exclusiva, acondicionado em caixa de papelão.

Estetoscópio Adulto Standard – BIC (Linha Efficace)

Estetoscópio standard (simples) com ângulo de alumínio da BIC é um aparelho utilizado realizar a ausculta cardíaca, com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma/membrana em PVC atóxico, com excelente sensibilidade e facilidade de desinfecção.

COMPOSIÇÃO:

- **Auscultador:** Metal cromado e polido de alta durabilidade, realiza auscultação precisa de sons de baixa e alta frequência cardíaca;
- **Anel:** Em PVC para melhor travamento da membrana/diafragma, evitando o toque e sensação de frio para o paciente;
- **Ângulo:** Mola em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os ouvidos;
- **Olivas:** Macias e anatômicas em silicone atóxico;
- **Tubo:** Em Y fabricado em PVC liso para maior durabilidade;
- **Embalagem:** Individual, acondicionado em caixa de papelão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Cinza

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52,8 x 14 cm

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: BIC - (Linha Tradizionale)

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/19.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001.

–

–

ESTETOSCÓPIO

Cor: Preto

Tamanho: Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico 4,8 cm

Tamanho Tubo: 65 cm

Peso: 0,390 kg

Acompanha Manual de Instruções: Sim

Fabricante: BIC - (Linha Efficace)

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449003.