

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Brim com Fecho em Metal + Estetoscópio
Adulto Duplo – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de Pressão Adulto Brim com Fecho de Metal – Tradizionale

Aparelho de pressão arterial Brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de metal. Testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Manguito e pêra em PVC e manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg

Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Adulto Duplo – Efficace

Estetoscópio duplo é um aparelho indicado para verificação de sinais vitais, auxilia na aferição de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar a ausculta de alta e baixa frequência, seu auscultador duplo permite ser usado em dupla função.

Detalhes:

- Auscultador duplo que permite auscultação de sons em alta e baixa frequência;
- Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente;
- Hastes leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho;
- Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo;
- Acabamento em liga de alumínio anodizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor:

Cinza

Tamanho:

Adulto

Medida da Braçadeira:

52,8 x 14 cm

Abrangência Circunferência do Braço:

18 a 36 cm

Tamanho Manguito:

12 x 22 cm

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO - Linha
Tradizionale

Garantia:

5 anos contra defeitos de fabricação
do manômetro / Consultar manual de
instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:

Nº 322 de 11/09/19.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449001.

Esfigmomanômetro:

Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria
341/21 do INMETRO, todo
esfigmomanômetro deve ser
submetido à verificação periódica
uma vez por ano, contado a partir da
data de aquisição pelo detentor final

ESTETOSCÓPIO

Cor:	Preto
Tamanho:	Adulto
Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:	4,8 cm / 3,8 cm
Tamanho Tubo:	65 cm
Peso:	0,390 kg
Acompanha Manual de Instruções:	Sim
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449003.
Código de Barras do Conjunto:	7898523733016