

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Brim com Fecho em Metal + Estetoscópio  
Adulto Standard – BIC DIAGNÓSTICO**



**Aparelho de Pressão Adulto Brim com Fecho de Metal - Tradizionale**

Aparelho de pressão arterial Brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e sensibilidade com sistema fecho de metal. Testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Manguito e pêra em PVC e manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg

Acompanha bolsa exclusiva.

**Estetoscópio Adulto Standard – Efficace**

Estetoscópio standard (simples) com ângulo de alumínio utilizado realizar a ausculta cardíaca. Excelente sensibilidade e facilidade de desinfecção.

**Vantagens e Benefícios:**

- Auscultador em liga de alumínio anodizado realiza auscultação precisa de sons de baixa e alta frequência cardíaca;
- Anel em PVC para melhor travamento da membrana;
- Ângulo em mola em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os ouvidos;
- Olivas macias e anatômicas em silicone atóxico;
- Tubo em Y fabricado em PVC.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:****APARELHO DE PRESSÃO**

**Cor:** Cinza

**Tamanho:** Adulto

**Medida da Braçadeira:** 52,8 x 14 cm

**Abrangência Circunferência do Braço:** 18 a 36 cm

**Tamanho Manguito:** 12 x 22 cm

**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO - Linha Tradizionale

**Garantia:** 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/19.

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449001.

**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

**ESTETOSCÓPIO**

**Cor:** Preto

**Tamanho:** Adulto

**Diâmetro Auscultador  
Cardiológico:** 4,8 cm

**Tamanho Tubo:** 65 cm

**Peso:** 0,390 kg

**Acompanha Manual de  
Instruções:** Sim

**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace

**Garantia:** 3 anos contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da Saúde /  
ANVISA:** 80540449003

**Código de Barras do Conjunto:** 7898523732996