

Kit Acadêmico com Bolsa Cristal Preta – P.A. MED



Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Rappaport - P.A. MED

Estetoscópio indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

Composição do Kit:

- 01 Aparelho de pressão P.A. MED (nylon com fecho de contato);
- 01 Estetoscópio Rappaport + acessórios;
- 01 Bolsa cristal preta;
- 01 Garrote elástico;
- 01 Óculos de proteção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Rosa, Verde, Vinho, Preto, Vermelho, Azul Marinho, Roxo.

Material: Nylon

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 cm x 14 cm

Esfigmomanômetro: Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final

Abrangência Circunferência do Braço: 18 á 36 cm

Tamanho do manguito: 12 cm x 22 cm

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação exceto braçadeira 1 ano

Registro Ministério da Saúde/ANVISA: 80540449001

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09

Fabricante:	P.A. MED
-	-
ESTETOSCÓPIO	
Cor:	Rosa, Verde, Vinho, Preto, Vermelho, Azul Marinho, Roxo.
Material:	Alumínio anodizado
Tamanho:	Adulto
Fabricante:	P.A. MED
Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:	4,5 cm / 3 cm
Tamanho Tubo:	57 cm
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002
-	-
Garantia do Garrote Elástico:	1 ano contra defeitos de fabricação
Garantia dos itens Sobressalentes:	90 dias contra defeitos de fabricação

**CBEMED**

www.cbemed.com.br

Código de Barras do Kit:

KPA401 – 7898523734068 / KPA402 – 7898523734075 / KPA403 –
7898523734082 / KPA405 – 7898523734129 / KPA406 –
7898523734150 / KPA407 - 7898523720009