

Pera PVC para ECG Pré Cordial Grande – BIC DIAGNÓSTICO



Pera Pré Cordial Grande para ECG (Eletrocardiógrafos), fabricada em PVC, muito mais resistente e durável e compatível com os eletros.

Vantagens e Benefícios:

- Confeccionado em PVC;
- Mais resistente e durável;
- Livre de látex.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tamanho:	Grande
Dimensões:	Comprimento: 47 mm / Diâmetro central: 37 mm / Diâmetro bico: 12,5 mm
Material:	Fabricado em PVC



CBEMED

www.cbemed.com.br

Marca: BIC DIAGNÓSTICO

Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação

Código de Barras: 7898523732699