

Garrote Elástico – P.A. MED



Garrote Elástico utilizado para procedimentos médico-hospitalares e ambulatoriais.

Vantagens e Benefícios:

- Proporciona ajuste perfeito, evitando o desconforto dos garrotes e torniquetes tradicionais;
- Melhora a dinâmica do procedimento;
- Disponível em 7 cores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

GARROTE ELÁSTICO

Contém na Embalagem: 01 Caixa com 16 Garrotes da mesma cor

Composição: Fita Elástica (PET) e ABS

Dimensões: Comprimento 400 mm (+-) 10 mm / Largura 25 mm (+-) 1 mm

Armazenamento, Temperatura e Umidade: Armazenar em local seco e arejado / Temperatura até 80°C / Umidade relativa do ar até 80%

Advertências e Precauções: Não use o garrote durante longos períodos no braço do paciente / Não pressione o elástico mais do que a tensão máxima ou limite do braço. Você pode ter problemas com o garrote ou com o paciente.

Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação

Limpeza: Higienize o garrote com água corrente e pano macio, faça a desinfecção com álcool 70°

Registro da ANVISA: 81535970001

Recomendações: O produto deve ser utilizado por profissional habilitado. Sendo de forma correta, é um material de uso simples, não havendo necessidade de nenhum tipo de precaução ou advertência especial.

Código de Barras: TO0201 – 7898523732583 / TO0202 – 7898523732590 / TO0203 – 7898523732606 / TO0204 – 7898523732613 / TO0205 – 7898523732620 / TO0206 – 7898523732637 / TO0207 - 7898523732644