


Diapasão Médico Stark 128 CPS (com fixador) - BIC DIAGNÓSTICO



O Diapasão Stark 128 CPS com fixador pode ser utilizado por profissionais da saúde em avaliações e testes audiológicos para verificação de perda auditiva. Serve como fonte condutora de som para as vias aéreas e ósseas ajudando a direcionar o diagnóstico de lesões auditivas.

Vantagens e Benefícios:

- Com fixador;
- Produzido em alumínio de alta durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

DIAPASÃO 128 HZ

Modelo: 128HZ

Material: Alumínio

Comprimento Total: 216 mm

Largura Total: 41 mm

**CBEMED**www.cbemed.com.br

Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação

Marca: BIC DIAGNÓSTICO

Cadastro na ANVISA: 81535970007

Advertências e Precauções: 1) Deve ser utilizado por pessoas habilitada / 2) Não deve sofrer impacto ou queda / 3) Mantenha longe de superfícies molhadas e evite excesso de calor / 4) Mantenha fora do alcance de bebês e crianças.

Código de Barras: 7898523733887