


Diapasão Médico Stark 512 CPS (sem fixador) - BIC DIAGNÓSTICO



O Diapasão Stark 512 CPS sem fixador pode ser utilizado por profissionais da saúde em avaliações e testes audiológicos para verificação de perda auditiva. Serve como fonte condutora de som para as vias aéreas e ósseas ajudando a direcionar o diagnóstico de lesões auditivas.

Vantagens e Benefícios:

- Não possui fixador;
- Produzido em alumínio de alta durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

DIAPASÃO 512 HZ

Modelo: 512HZ

Material: Alumínio

Comprimento Total:	168mm
---------------------------	-------

Largura Total:	25mm
-----------------------	------

Garantia:	1 ano contra defeito de fabricação
------------------	------------------------------------

Marca:	BIC
---------------	-----

Cadastro na ANVISA:	81535970007
----------------------------	-------------

Advertências e Precauções:	1) Deve ser utilizado por pessoas habilitada / 2) Não deve sofrer impacto ou queda / 3) Mantenha longe de superfícies molhadas e evite excesso de calor / 4) Mantenha fora do alcance de bebês e crianças.
-----------------------------------	--

Código de Barras:	7898523733900
--------------------------	---------------