

Oftalmoscópio Pocket LED PLUS – Hilroom Welch Allyn



O Oftalmoscópio da Welch Allyn Pocket LED PLUS é leve e um excelente instrumento de alta performance. Fabricado com a tecnologia e qualidade de ponta, proporciona a iluminação perfeita para um diagnóstico seguro e preciso.

Sua Tecnologia LED SureColor (Cor Real do Tecido) faz toda a diferença, pois, graças ao equilíbrio correto de temperatura da cor, índice de reprodução cromática (IRC) e brilho, pode-se oferecer os benefícios da luz LED sem alterar a imagem com a qual você está familiarizado.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS – WELCH ALLYN:

Duração da Lâmpada: Até 20.000 horas;

Abertura Grande de Fluxo: 20 à 50 Lumens;

Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação;

Acompanha Acessórios Exclusivos: Estojo Macio para transporte, Protetores Anti-Queda do cabo, sendo na cor do equipamento e também branco para personalizar seu HILL-ROM – WELCH ALLYN.

Melhor Tecnologia, diagnóstico preciso e um custo/Benefício justo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo:	Pocket LED PLUS
Cor:	Preto, Branco, Violeta, Azul
Altura Total:	17,5 cm
Largura da Cabeça:	3,3 cm
Profundidade da Cabeça:	3,0 cm
Diâmetro do Cabo:	2,1 cm
Peso da Cabeça e Cabo:	73GR sem pilhas
Alimentação:	2 Pilhas Alcalinas AA (NÃO INCLUSA)
Duração das Pilhas:	> 5 Horas
Tipo de Lâmpada:	LED SureColor
Duração da Lâmpada:	Até 20.000 Horas
Faixa de Dioptria:	-20 a +20
Escala de Dioptrias:	-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20

Tipos de Filtro: Livre de Vermelho, Azul Cobalto, Densidade Neutra

Tamanhos do Ponto de Abertura: 5 (Micropono, Pequeno, Grande, Fenda, Fixação)

Densidade: Neutra

Abertura Grande de Fluxo Total: 20 à 50 Lúmens

**Campo de Iluminação /
Distribuição na Abertura Grande:** 11,4 mm a uma distância de 50 mm

Tipo Material Cabo / Cabeça: Em plástico ABS resistente

Acessórios Exclusivos Incluso: 1 Estojo Macio para transporte, 2 Protetores Anti-Queda do cabo, sendo 1 na cor do equipamento e 1 na cor branca para personalizar seu HILL-ROM - WELCH ALLYN.

Fabricante: Hill-Rom - Welch Allyn

**Distribuidor Oficial Autorizado
no Brasil:** CBEMED

Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação

**Registro Ministério da Saúde /
ANVISA:** 80011689005