

## Otoscópio Pocket LED Plus - Hillrom Welch Allyn



Otoscópio mais leve e compacto que oferece maior controle durante o uso. Dispõe de iluminação de fibra ótica, que emite luz fria, sem reflexos e obstruções com tecnologia LED SureColor (Cor Real do Tecido).

### Vantagens e Benefícios:

- Lâmpadas com duração de até 20.000 horas;
- Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação;
- Acompanham estojo rígido para transporte, protetores anti-queda;
- Tubo contendo 04 espéculos permanentes (2,5, 3, 4 e 5mm) e 9 espéculos descartáveis no tamanho 4,2mm.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

#### OTOSCOPIO POCKET LED PLUS

**Tamanho:** 16,8 x 3cm

<b>Peso:</b>	100g sem as pilhas
<b>Tipo de Lâmpada:</b>	LED SureColor
<b>Transmissão da Luz:</b>	Fibra ótica
<b>Capacidade de Ampliação:</b>	3,6x
<b>Faixa de Dioptria:</b>	10,4
<b>Distância de Trabalho com Espéculo:</b>	Do 4,5 mm / 12.4 mm da ponta do espéculo (Visual, melhor distância de focal) do 4.5 mm
<b>Resolução com Espéculo:</b>	8 lp / mm á distancia de trabalho
<b>Profundidade Focal com Espéculo:</b>	Visual 11 a 25 mm da ponta do espéculo
<b>Comprimento Focal:</b>	96 mm (3,8 in.)
<b>Campo de Iluminação/Distribuição</b>	34,1 mm a uma distância de 50 mm da ponta
<b>Duração da Lâmpada:</b>	Até 20.000 horas
<b>Duração de Pilhas:</b>	> 5 Horas
<b>Alimentação:</b>	2 Pilhas Alcalinas AA (não inclusas)
<b>Fluxo Total de Lumens:</b>	5,90 Lumens

<b>Vedação para Otoscopia:</b>	Sim
<b>Porta de Insuflação:</b>	Sim, para procedimentos de Otoscopia Pneumática
<b>Tipo Material Cabo / Cabeça:</b>	Em plástico ABS resistente com clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso
<b>Tipo de Lente:</b>	Janela Giratória em acrílico
<b>Fabricante:</b>	Hillrom Welch Allyn
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação
<b>Recomendações:</b>	Para limpeza e higienização do espéculo: 1) Enxágue o espéculo reutilizável com água morna da torneira por 1 minuto / 2) Submergir o espéculo reutilizável em álcool isopropil 70%, por 20 minutos / 3) Enxágue o espéculo reutilizável com água corrente da torneira e seque ao ar.
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80011680050
<b>Código de Barras:</b>	22880 - PUR – 732094204094 / 22880BLK – 732094204117 / 22880 – WHT – 732094204087 / 22880 – BLU - 732094204100