

Fita Antropométrica – P.A. MED



A Fita Antropométrica ajuda a medir com precisão as circunferências. Também é utilizada para medir os índices de cintura, quadril e massa corpórea. As medidas antropométricas são usadas para avaliar o tamanho, forma e composição do corpo humano.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Amplitude de Medição:	0 a 150cm (1,5 metros)
Resolução da Escala:	Milímetros
Material:	Caixa plástica contendo uma trena de fita de fibra de vidro inelástica e maleável.
Medida:	7,5cm (comprimento) x 7,5cm (Altura) x 2,8cm (Largura)
Peso:	50gr

Indicação de Uso / Finalidade:	Utilizada para verificação de perímetros e circunferências corporais de indivíduo de qualquer faixa etária.
Modo de Usar:	Conforme Técnica do usuário.
Advertências e Precauções:	Evitar quedas e batidas.
Condições de Armazenamento:	Armazenar em local seco e arejado.
Contém na Embalagem:	01 Fita Antropométrica.
Validade:	Indeterminada.
Garantia:	90 Dias contra defeito de fabricação.
Cadastro da ANVISA:	Isento
Código de Barras:	7898523735973