

### Estetoscópio Rappaport Total Black – P.A. MED



Estetoscópio Rappaport Black da P.A. MED indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

O Rappaport P.A. MED pode ser utilizado em combinações recém-nascido, adulto e pediátrico devido às olivas e diafragmas de conversão.

#### Vantagens e Benefícios:

- Design Total Black;
- Produzido em metal de alta durabilidade;
- Olivas em formato anatômico e PVC macio;
- Acompanha acessórios para diferentes combinações de uso.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Estetoscópio Rappaport Total  
Black – P.A. MED**

**Cor:** Preto, Cinza, Vinho, Azul Marinho

**Material:** Alumínio Anodizado

**Tamanho:** Atende recém-nascido, pediátrico e adulto

**Diâmetro Auscultador  
Cardiológico/Pulmonar:** 4,5 cm / 3 cm

**Tamanho Tubo:** 57 cm

**Marca:** P.A. MED

**Garantia:** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da  
Saúde/ANVISA:** 80540449002

**Código de Barras:** EST507 – 7898523735928 / EST508 – 7898523735935 /  
EST509 – 7898523735942 / EST520 - 7898523735959