

Estetoscópio Rappaport Total Black – P.A. MED



Estetoscópio Rappaport Black da P.A. MED indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

O Rappaport P.A. MED pode ser utilizado em combinações recém-nascido, adulto e pediátrico devido às olivas e diafragmas de conversão.

Vantagens e Benefícios:

- Design Total Black;
- Produzido em metal de alta durabilidade;
- Olivas em formato anatômico e PVC macio;
- Acompanha acessórios para diferentes combinações de uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Estetoscópio Rappaport Total
Black – P.A. MED**

Cor: Preto, Cinza, Vinho, Azul Marinho, Preto Rainbow

Material: Alumínio Anodizado

Tipo de Pintura/Acabamento: Resina Epóxi e Eletroforética Catódica e/ou Eletrodisposição

Tamanho: Atende recém-nascido, pediátrico e adulto

**Diâmetro Auscultador
Cardiológico/Pulmonar:** 4,5 cm / 3 cm

Tamanho Tubo: 57 cm

Marca: P.A. MED

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da
Saúde/ANVISA:** 80540449002

Código de Barras: EST507 – 7898523735928 / EST508 – 7898523735935 /
EST509 – 7898523735942 / EST520 – 7898523735959 /
EST507 - 7898523735928